

学校 PCR 検査（唾液採取方法）について

（沖縄県 学校支援 PCR 支援チーム）

〈 封筒の中に入っているもの 〉 ※きちんと入っているかご確認下さい！！

○50ml 遠沈管（唾液を入れるもの）



黄色のパッケージ
アルティ one2
（アルコール綿 2 枚入り）

○チャック付きポリ袋

○消毒用アルコール（黄色：アルコール綿が2枚入っています）

〈 注意事項 〉


①唾液採取30分前から、飲食、歯磨き、

口内洗浄（うがいなど）は控えて下さい。

（朝食も唾液採取をした後が安心です）




〈 唾液の採取方法 〉



★同封されているアルコール綿を1枚取り出し、両手を消毒する。

①容器のふたを開け、酸っぱいものなどを想像しながら5～10分くらいかけて唾液を口の中にためてもらい、容器に口をつけて直接採取する。

〈注意〉唾液が容器の外側につかないようにする。
ついた場合は、アルコール綿で拭き取る。



キャップをしっかりと閉める

チャック付ポリ袋に入れる

ポリ袋のチャックも
しっかりと閉める

②必要量（約1～2ml）採取出来たら、容器のふたをしっかりと閉めて、チャック付ポリ袋に入れ提出してください（チャック付ポリ袋のチャックもしっかりと閉めてください）

★全て終わったら、2枚目のアルコール綿で両手を消毒する。

ご協力頂きありがとうございました。